



MTR+ Iontophoresegerät LontoBravo

Beschreibung

Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen belegen, dass Leitungswasser-Iontophorese seit vielen Jahren eine hochwirksame Alternative zu Medikamenteneinnahme oder Operation ist. Die Behandlung mit LontoBravo erfolgt mittels einfacher Hand- und Fußbäder. Dazu werden Wannen genutzt, in welche schwacher Gleich- oder Pulsstrom geleitet wird. Der schwache Strom reicht aus, um die Ausscheidung der Schweißdrüsen zu reduzieren, ohne diese zu schädigen. Im Achselbereich wird der Strom ggf. mit Hilfe Nasses Schwammtaschen appliziert.

- Anwendung mittels Hand- oder Fußbad möglich
- Ausscheidung der Schweißdrüsen wird reduziert

Technische Daten

Intensität: 0- max. 30mA

Stromversorgung: 4 NiMH-Akkus 1,5 V Typ AA

Impulsform: monophasisch, rechteckig, positiv

Frequenz des Pulsstroms: 9900 Hz

Pulsweite: 50-90 μ s einstellbar

Abmessungen des Steuergerätes (T x B x H): 40 mm x 74 mm x 141 mm

Gewicht: 245 g inkl. Batterien

Sie haben Fragen zu diesem Artikel?

SMB Beratung, Bestellung & Hotline

SANITÄTSHAUS MÜLLER BETTEN

GmbH & Co. KG

Im Auel 34b

51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0

Fax 02263 806-299

info@smb-online.de

Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload

www.smb-online.de