



## ADL Soft Air WDS Wechseldrucktherapiesystem

11.29.04.0005

### Beschreibung

Die ADL Soft Air WDS ist ein großzelliges Wechseldruckauflagesystem zur Dekubitusprophylaxe und Therapie bei hohem Risiko / Grad III (EPUAP). Bei der Soft Air WDS handelt es sich um eine Auflage für eine vorhandene (Pflege-) Matratze. Das System besteht aus einem 3-Kammer-Wechseldrucksystem und arbeitet mit statischem Druck oder Wechseldruck mit einer Zykluszeit zwischen 5 und 20 Minuten. Von den 17 Zellen sind die ersten 3 Zellen als Kopfaufgabe nicht im Wechseldruck integriert.

- bis Dekubitus Grad 3
- einstellbarer Druck „Wechseldruck“ oder „statischer Druck“
- optimale Einstellung auf das Patientengewicht (30 – 140 Kg)
- Not-Entlüftung der Zellen mit Hilfe CPR-Lasche
- Polyurethan-Haube
- Bezug atmungsaktiv, Wasser undurchlässig, waschbar bei 95°C

### Technische Daten

Größe (L x B x H): 190 cm x 88,5 cm x 13,5 cm

Gewicht Matratze: 5,9 kg

Patientengewicht: 30 – 140 kg

Betrieblautstärke: < 15 dB(A)

**Sie haben Fragen zu diesem Artikel?**

**SMB Beratung, Bestellung & Hotline**

SANITÄTHAUS MÜLLER BETTEN  
GmbH & Co. KG  
Im Auel 34b  
51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0  
Fax 02263 806-299

[info@smb-online.de](mailto:info@smb-online.de)

**Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload**  
[www.smb-online.de](http://www.smb-online.de)