



Darco Heelift Standard Fersenfreilagerung

11.11.05.0002

Beschreibung

Der Darco Heelift Standard sorgt für schnelle, effektive Druckentlastung im Fersenbereich und eignet sich speziell für Patienten, die viel oder ausschließlich liegen. Sie wird zur Prävention und Behandlung offener Wunden, z.B. bei einem Dekubitus, eingesetzt.

Die bequeme Konstruktion aus Schaumstoff sorgt für eine bessere Luftzirkulation am Fuß und nimmt den Druck von der Ferse weg. Die Heelift Fersenfreilagerung kann bei 90 Grad gewaschen werden.

- aus Schaumstoff
- Befestigung mittels Klettverschluss
- beidseitig tragbar
- bei 90 Grad waschbar

Technische Daten

Bei Dekubitus oder diabetischem Fuss
Effektive Druckentlastung der Ferse

Sie haben Fragen zu diesem Artikel?

SMB Beratung, Bestellung & Hotline

SANITÄTHAUS MÜLLER BETTEN
GmbH & Co. KG
Im Auel 34b
51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0
Fax 02263 806-299

info@smb-online.de

Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload
www.smb-online.de