



## Bösl Lympha-mat gradient 300 Kompressionstherapie

17.99.01.1001

### Beschreibung

Der Bösl Lympha-mat gradient 300 bietet eine gradiente intermittierende Kompression zur gezielten Behandlung lymphlastiger Ödeme (z.B. Lip- und Lymphödemen). Das 12-Kammer-System arbeitet mit druckgesteuertem Kompressionsaufbau in Verbindung mit gradientem Behandlungsdruck und bietet Anschlüsse für drei Manschetten.

- gradiente intermittierende Kompression
- 12 überlappende Kammern
- Aschaltautomatik und Zeitschaltuhr
- Intervall der Pause: 15 Sek.
- Behandlungsparameter können individuell eingestellt werden
- Digitaldisplay

### Technische Daten

Druckeinstellung: bom 20 bis 100 mmHg

Druckaufbau: gradient

Anschluss: 3 Manschetten

Sie haben Fragen zu diesem Artikel?

**SMB Beratung, Bestellung & Hotline**

SANITÄTSHAUS MÜLLER BETTEN

GmbH & Co. KG

Im Auel 34b

51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0

Fax 02263 806-299

info@smb-online.de

**Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload**

www.smb-online.de