



## Reha Norm Alustyle Aktiv Schale

00.00.00.0000

### Beschreibung

Die Reha Norm Alustyle Aktiv Schale eignet sich für große und kleine Patienten mit mittelschweren Einschränkungen.

Für Patienten, die Mühe haben den Rumpf aufzurichten, aber beide Hände zielgerichtet einsetzen können, ist diese Aktiv-Schale hilfreich.

Während der Patient im Rumpfbereich unterstützt und korrigiert wird, wird die Eigendynamik so weit wie möglich gefördert.

Alustyle-Sitzschalen werden nach Maß, im Weichschaumverfahren oder nach Gipsabdruck gefertigt. Daher gibt es keine Maß-Grenzen für den Bau einer solchen Sitzschale, sie ist immer eine individuelle Anfertigung.

- Förderung der Eigendynamik des Nutzers
- individuelle Sonderanfertigung
- schmale Passform für Rollstühle geeignet
- anatomisch gepolstert
- atmungsaktiver Stoffbezug
- leicht
- Bezug abnehmbar und waschbar

### Technische Daten

Sonderanfertigung

**Sie haben Fragen zu diesem Artikel?**

**SMB Beratung, Bestellung & Hotline**

SANITÄTSHAUS MÜLLER BETTEN

GmbH & Co. KG

Im Auel 34b

51766 Engelskirchen

Telefon 02263 806-0

Fax 02263 806-299

[info@smb-online.de](mailto:info@smb-online.de)

**Webseite, Kontaktformular, Rezeptupload**

[www.smb-online.de](http://www.smb-online.de)